

ORTHOPAEDIE TECHNICAL SERVICE CATALOGUE

オーソペディ カタログ Vol.2



在日ドイツ商工会議所後援

Fuss und Schuh Institut

エクストラフォームソフト

Extrafoam soft

EVA素材。軽量。熱可塑性あり(100℃)。
低コストで装具・インソール製作に最適。
皮膚に優しく長期にわたり緩衝。硬度25°
厚さ 2・3・4・5・6・7・8・10・15mm

OEA7011001--	スキンカラー	105× 95cm
OEA7011005--	ダークブルー	
OEA7011017--	グレイ	

常備在庫色:グレイ



エクストラフォームソフトパンチ

Extrafoam soft punch

厚さ 2・3・4・5・6mm

OEA7011501--	スキンカラー	105× 95cm
OEA7011505--	ダークブルー	
OEA7011517--	グレイ	

エクストラフォームミディアム

Extrafoam medium

EVA素材。軽量。熱可塑性あり(100℃)。
低コストで装具・インソール製作に最適。
皮膚に優しく長期にわたり緩衝。硬度35°
厚さ 2・3・4・5・6・7・8・10・15mm

OEA7012001--	スキンカラー	110× 95cm
OEA7012005--	ダークブルー	

常備在庫色:スキンカラー



エクストラフォームミディアムパンチ

Extrafoam medium punch

厚さ 2・3・4・5・6mm

OEA7012501--	スキンカラー	110× 95cm
OEA7012505--	ダークブルー	


エクストラフォームハード

Extrafoam hard

EVA素材。軽量。熱可塑性あり(100℃)。
低コストで装具・インソール製作に最適。
皮膚に優しく長期にわたり緩衝。硬度50°
厚さ 2・3・4・5・6・7・8・10・15mm

OEA7013001--	スキンカラー	95× 95cm
OEA7013005--	ダークブルー	

常備在庫色:ダークブルー



エクストラフォームハードパンチ

Extrafoam hard punch

厚さ 2・3・4・5・6mm

OEA7013501--	スキンカラー	95× 95cm
OEA7013505--	ダークブルー	

プラスターゾーテ

Plastazote

ポリエチレン素材。熱可塑性あり(160℃)。
義肢・装具・インソール製作時に適応。
厚さ 2・3・4mm

OEA7009011--	スキンカラー	200× 100cm
OEA7009060--	ホワイト	

プラスターゾーテパンチ

Plastazote punch

OEA7009015--	スキンカラー	200× 100cm
OEA7009065--	ホワイト	



エクストラフォーム

マルチカラー

Extrafoam multicolor

EVA素材。軽量。熱可塑性あり(100℃)。
低コストで装具・インソール製作に最適。
皮膚に優しく長期にわたり緩衝。硬度30°
厚さ 2・3・4・5・6mm

OEA7014011--	105×90cm
--------------	----------



エクストラフォーム

マルチカラーパンチ

Extrafoam multicolor punch

OEA7014511--	105×90cm
--------------	----------



エクストラフォームアクアブルー

Extrafoam aqua blue

OEA7014030--	105×90cm
--------------	----------



エクストラフォームマーブルピンク

Extrafoam marble pink

OEA701438--	105×90cm
-------------	----------

ルナエアメッド

Lunairmed

緩衝用としてリウマチ、糖尿病患者の
インソール・パッドなどに最適。

熱可塑性あり(110~130℃)。硬度16°

厚さ 2・3・4・6・8・10・12・24mm

OEF23916	2mm	スキンカラー	98× 64cm
OEF23738	3mm		
OEF23774	4mm		
OEF23711	6mm		
OEF23712	8mm		
OEF23701	10mm		
OEF23702	12mm		




PPT

PPT

緩衝材。弾力性に富み、リカバリー性
(復元力)に優れる。非熱可塑性。

厚さ 1.6・3.2・6.4・9.5mm

OEA7005101--	スキンカラー	152× 65cm
OEA7005103--	ブルー	



PPTパンチ

PPT punch

OEA7005151--	スキンカラー	152× 65cm
OEA7005153--	ブルー	

PUディアベット

PU Diabet

PV素材。ゆっくりとしたリカバリー性(復
元力)。非熱可塑性。

厚さ 3.0・4.5・6.0mm

OEA7021109--	ローザ	137× 73cm
--------------	-----	--------------



PUディアベット スロウ

PU Diabet Slow

OEA7022109--	レッド	137× 73cm
--------------	-----	--------------



モルトフォームパンチ

Molto Foam punch

ポリエチレン素材。軽量。
熱可塑性あり(100℃)。硬度35°
厚さ 2・3・4・5mm

OEG771083--	ブラウン	100× 100cm
-------------	------	---------------




エクストラフレックス グレイ

Extraflex Gray

補強材。柔軟性・安定性に富む。熱可塑性あり(140℃)。両面接着剤付。研磨・接着しやすく、装具・甲革・インソールなどの補強材やカウンターなどに適応。
厚さ 0.8・1.2・1.4・1.8mm

OEA70046--	100×150cm
------------	-----------




ポロン

Poron

ヘタリが少ないウレタンフォーム。衝撃吸収に優れる。クッション材として。
厚さ 2・3mm

OELJLE-20--	ブラック	50× 100cm
-------------	------	--------------




コーバークブルー

Cover Blue

補強材。トゥボックスなどに使用。薄く柔軟性に富む。
厚さ 0.75・0.85・0.95mm

OEA700418--	100×150mm
-------------	-----------



サーモコルクソフト

It-air cork soft

EVA・コルク混合素材。ソフトで軽量。熱可塑性あり(100℃)。縮まない。装具・インソールなどの製作に適応。硬度45°
厚さ 2・3・4・5・6・8・10・20mm

OEA70011--	155×95cm
------------	----------




コーバークラス

Cover Plus

補強材。トゥボックスなどに使用。薄く柔軟性に富む。
厚さ 1.0・1.7mm

OEA70042--	100×150mm
------------	-----------




サーモコルク

It-air cork

EVA・コルク混合素材。軽量で熱可塑性あり(100℃)。縮まない。装具・インソールなどの製作に適応。硬度60°
厚さ 2・3・4・5・6・8・10・20mm

OEA70012--	142×92cm
------------	----------




デュロフレックス

Duroflex

補強材。柔軟性と支持性に優れる。片面接着加工済。
厚さ 1.2mm

OEA7004512	100×150mm
------------	-----------



ナチュラルコルク

Natural cork

細かい粒状コルクを圧縮した素材。柔軟で軽量。非熱可塑性。フィッティング調整から装具・インソールなどの製作まで多目的に適応。硬度60°
厚さ 2・3・4・5・6・8・10・20mm

OEA70013--	100×50cm
------------	----------



デュロフレックスコンビ

Duroflex Conbi

補強材。柔軟性と支持性に優れる。フィレド付。厚さ 1.9mm

OEA7004519	100×150mm
------------	-----------



ラテックスコルク

Latex cork

ラテックス・コルク混合素材。柔軟・弾力性に富む。非熱可塑性。硬度40°
厚さ 3・4・6・8mm

OEA70019--	90×60cm
------------	---------



テルモプラス

Thermo plus

補強材。硬質。熱可塑性あり(160～170℃)。片面接着剤付。インソール製作などに適応。
厚さ 1.6・2.0mm

OEA70043--	100×151cm
------------	-----------




ラバーコルク A/B

Rubber cork A/B

ラバー・コルク混合素材。やや重め。加工しやすく安定性に富む。非熱可塑性。硬度60°
厚さ 2・3・4・6・8・10mm

OEA700180--	91×45cm
-------------	---------




エルコフレックス透明

ErkoFlex transparent

補強材。柔軟性があり熱可塑性で装具の製作にも使用。硬度82。
厚さ 1.5・2・3・4mm

OEE5801--	1㎡
-----------	----



トリプレックスA

EVA Spezial Sandwich Triplex A


EVA3層構造。糖尿病インソール用。

設定温度130-150℃。

加熱時間約7分。

冷却時間約14分。

OE22686	シート	約1000×950mm
OE1005-1	インソールカット中	約290×135mm
OE1005-2	インソールカット大	約355×155mm



トリプレックスE

EVA Spezial Sandwich Triplex E


EVA3層構造。糖尿病インソール用。

設定温度130-150℃。

加熱時間約7分。

冷却時間約14分。

OE22681	シート	約920×890mm
OE1002-1	インソールカット中	約290×135mm
OE1002-2	インソールカット大	約355×155mm



トリプレックスH

EVA Spezial Sandwich Triplex H


EVA3層構造。糖尿病インソール用。

設定温度130-150℃。

加熱時間約7分。

冷却時間約14分。

OE22682	シート	約920×890mm
OE1003-1	インソールカット中	約290×135mm
OE1003-2	インソールカット大	約355×155mm



トリプレックスM

EVA Spezial Sandwich Triplex M


EVA3層構造。糖尿病インソール用。

設定温度140-150℃。

加熱時間約7分。

冷却時間約14分。

OE22684	シート	約850×800mm
OE1004-1	インソールカット中	約290×135mm
OE1004-2	インソールカット大	約355×155mm



トリプレックスS

EVA Spezial Sandwich Triplex S


EVA3層構造。活動的な人向け。

設定温度130-150℃。

加熱時間約4.5分。

冷却時間約9分。

OE22687	シート	約825×750mm
---------	-----	------------



トリプレックスK

EVA Spezial Sandwich Triplex K


EVA3層構造。糖尿病インソール用。

設定温度130-150℃。

加熱時間約7分。

冷却時間約14分。

OE22688	シート	約950×870mm
OE1006-1	インソールカット中	約290×135mm
OE1006-2	インソールカット大	約355×155mm



種類	体重の目安	厚さ/硬度(ショア)			
		表面層	中間層	底面層	3層の厚さ(約)
A	65kgまで	5mm/20	5mm/22	12mm/35	22mm
E	85kgまで	4mm/20	4mm/25	12mm/45	20mm
H	105kgまで	5mm/25	7mm/35	8mm/50	20mm
M	105kgまで	6mm/25	2mm/55	12mm/45	20mm
S	85kgまで	3mm/25	3mm/55	8mm/45	14mm
K	85kgまで	5mm/25	7mm/35	9mm/45	21mm

フレクサ・特殊T型ペロッティ

Flexor-Pelotten T-Special-Form

ラテックス。100ペア入。

OPF7601SG1	0~2
------------	-----



フレクサ・胃型ペロッティ

Flexor-Pelotten stomach-Form

ラテックス。100ペア入。

OPF7635	1~3
---------	-----



フレクサ・梨型ペロッティ

Flexor-Pelotten drop-Form

ラテックス。100ペア入。

OPF7711	1~3
---------	-----



テクノアルカンターラ

Techno alcantara

しなやかで伸縮性、通気性、透湿性に富む。装具・インソール製作に最適。皮膚に優しい。

サイズ 120×100cm

OEJKLFSR89	ブラック
OEJKLFSR86	ダークブラウン



エクストラパンチインソールSN

Extra Insole punch Soft/Normal

半既製EVAインソール。ソフトカバー。

補強材付。ノーマルベース。

サイズ 23/24・25/26・27/28・29/30
31/32・33/34・35/36・37/38
39/40・41/42・43/44・45

OIA75EE3004--



エクストラインソールHH

Extra Insole Hard/Hard

半既製インソール。ハードカバー。補強

材付。ハードベース。梨型ペロッティ付。

サイズ 23/24・25/26・27/28・29/30
31/32・33/34・35/36・37/38
39/40・41/42・43/44・45

OIA75FD3005--



フレクサ・T型ペロッティ Flexor-Pelotten T-Form

ラテックス。100ペア入。

OPF7714	1~3
---------	-----



フレクサ・アーチ型サポート (ラテックス)

Flexor-Arch-Support latex

ラテックス。100ペア入。

OPF971	1
OPF972	2
OPF973	3
OPF974	4
OPF975	5



フレクサ・アーチ型サポート (ラバー)

Flexor-Arch-Support rubber

ラバー。100ペア入。

OPF3002	0~3
---------	-----



ビーエム


BM insole material

中底などに使用。160℃で変形可能。

サイズ 100×140cm

厚さ 2・2.2・2.5mm

OLG77100120



エレガントアインラーゲン シート

Elegant Einlagen sheet

弾力性・遮断強度のある合成樹脂。熱可塑性あり。エレガントアインラーゲンのベースとして使用。

OEE510106	厚さ0.6mm
-----------	---------

エレガントアインラーゲン Elegant Einlagen

各サイズ10ペア入。

OEE51100	女性用	35~40
OEE51101	男性用	41~44



エレガント
アインラーゲン

エレガント
アインラーゲンシート

スーパーソフトエアー Supersoftair

EVA素材。ソフト。軽量。弾力性に富む。ミッドソールとして適用。硬度30°

厚さ 10・20mm

OSA7101--181	ブラック	105× 87cm
OSA7101--146	ダークブラウン	
OSA7101--105	ライトベージュ	
OSA7101--135	ベージュ	



ソフトエアー Softair

EVA素材。ソフト。両面スムーズ。ミッドソールとして適用。硬度45°

厚さ 10・15・20mm

OSA7102--181	ブラック	100× 82cm
OSA7102--146	ダークブラウン	
OSA7102--105	ライトベージュ	
OSA7102--135	ベージュ	



ハードエアー Hardair

EVA素材。ハード。両面スムーズ。ミッドソールとして適用。硬度60°

厚さ 4・6・8・10・12・20mm

OSA7105--181	ブラック	135× 85cm
OSA7105--146	ダークブラウン	
OSA7105--105	ライトベージュ	
OSA7105--135	ベージュ	



クラウンシート Crown sheets

ラバー素材。摩擦係数180DIN。パンプス化粧材として適用。

厚さ 1.8・2.5・6.0mm

OSA13030--	ブラック	100× 50cm
OSA13031--	ブラウン	
OSA13034--	ベージュ	




ブラック

クリピナソフト Crepina soft

ラバー素材。ソフト。クレープ模様。高い摩擦係数。ソールに適用。硬度60°
厚さ 2.5・4・5・6mm

OSA71071810-	ブラック	84× 67cm
OSA71071460-	ダークブラウン	
OSA71071050-	ライトベージュ	
OSA71071350-	ベージュ	



エアライトシェル Zephir Shell

発泡ゴム素材。軽くて高い摩擦係数。硬度60°
厚さ 4・6・8・10mm


OSA1322181--	ブラック	89× 71cm
OSA1322146--	ダークブラウン	
OSA1322109--	ホワイト	



クリピナハード Crepina hard

ラバー素材。ソフト。クレープ模様。高い摩擦係数。ヒールに適用。硬度90°
厚さ 6mm


OSA710806181	ブラック	92× 86cm
OSA710806146	ダークブラウン	
OSA710806105	ライトベージュ	
OSA710806135	ベージュ	



エアライトトライアングル Zephir Triangle

発泡ゴム素材。軽くて高い摩擦係数。硬度60°
厚さ 4・6・8・10mm


OSA1323181--	ブラック	89× 71cm
--------------	------	-------------



ノップエアー Nopair

EVA素材。軽量。アンチスリップ模様付。ソールに適用。硬度45°
厚さ 4・6・8・10mm

OSA7103181---	ブラック	110× 75cm
OSA7103146---	ダークブラウン	
OSA7103189---	アリーナ	
OSA7103135---	ベージュ	



ラグー Rugueux

ラバー素材。ソールに適用。硬度65°
厚さ 3・4・5・6mm

OSA13063030	3mm	ブラック	73× 63cm
OSA13063040	4mm		
OSA13063050	5mm		
OSA13063060	6mm		



ラーシュトレ Rastre

ラバー素材。ソールに適用。硬度65°
厚さ 4・6mm


OSA13065040	4mm	ブラック	74× 63cm
OSA13065060	6mm		



スタロラスト Starolast

ラバー素材。ソールに適用。

OSG70028902	ブラック	50× 90cm 厚さ 4.5mm
OSG70028906	ダークブラウン	
OSG70028914	ベージュ	
OSG70029002	ブラック	50× 90cm 厚さ 6.0mm
OSG70029006	ダークブラウン	
OSG70029014	ベージュ	



セバーゴ Sebago

ラバー素材。ソールに適用。硬度65°
厚さ 4・6mm


OSA1306140	4mm	ブラック	74× 63cm
OSA1306160	6mm		



スタロラストウェッジ Starolast wedge

ラバー素材。ヒール修理に適用。

OSG71026302	ブラック	幅60mm 厚さ10mm 長さ87cm
OSG71026306	ダークブラウン	
OSG71026314	ベージュ	
OSG71026402	ブラック	幅80mm 厚さ10mm 長さ87cm
OSG71026406	ダークブラウン	
OSG71026414	ベージュ	



プロエス Pro-S

ラバー素材。ソールに適用。硬度69°
厚さ 4.7mm

OSV422922004	4.7mm	ブラック	61× 111cm
OSV422922003		マニラ	



ヘルミプレン・フォーミュラ1 Helmipren Formel 1

CR系接着剤。トルエンフリー。
適用材料: ポリウレタン、EVA、ラバー、
コルク、皮革など。
乾燥時間: 5~60分。
使用期限: 開封後12ヶ月(密封し10℃
以上で保管)

OCG74089401	800g
OCG74089404	4kg



4kg

600g

PUプライマー Primer for PUR

PUR(ポリウレタン) 下処理剤。

OCG74015525	250ml
-------------	-------



ウンブグセメント500M Umbugzement500M

乾燥時間が短い天然ゴム製接着剤。
用途: 甲革、フットベッド数革などの接着。
粘性: 約7500mPas
オープンタイム: 10~150分

OCG74283301	700g
-------------	------



ヘルミティン・レーズング694 Helmitin-Loesung 694

PUR系、CR系接着剤すべてに使用できる希釈剤(クリーナー)。CR系接着剤使用後の筆洗浄、接着剤塗布前のソール材洗浄、接着分離などに適用。

OCF120024035102	800ml
-----------------	-------



フェルネッツアー500FB Vernetzer 500 FB

結合剤(反応速度: 中程度)。CR、PUR接着剤のゴム接着力強化に適用。

OCG74089701	800g
-------------	------



デ・ソール De-Sohl

接着分離剤。

OCG74210801	1000ml
-------------	--------



シリコンテルンミッテル65/98 TM 65/98

2成分で構成されるシリコン製離型剤。
10~20%の硬化剤V50を混合させ硬化する。厚さ0.15~0.30mmの層を形成。型からの湿気を遮断。専用希釈剤による希釈可能。

※ご使用前に十分に振り混ぜ合わせて下さい。

OCB44065	5kg
OCB44061	1kg



硬化剤V51 Hardner V51

シリコンテルンミッテル65/98用硬化剤。
10~20%添加後4~5分ではば硬化。加熱により硬化を促進させ、硬化剤の減量により硬化を抑制することが可能。

OCB44095	750g
OCB44091	150g



BKFパテC BKF Spachtel C

端部への釘打ちも可能。色はアスティOPに近く、木製を含むラスト修正などに適用。硬化剤としてハードナーペースト レッドを3~4%混合する。

※ご使用前に十分に振り混ぜ合わせて下さい。

OCB36425	2.5kg
----------	-------

ハードナーペースト レッド Hardner paste red

ポリエステル、アクリル樹脂などのパテ剤用硬化剤。過酸化ベンゾイル50%含有。赤色のため混合具合の確認が容易。

OCB4200	200g
---------	------



鹿のり Hirschkleber

カウンターボンドとして最適。
水溶性。

OCW73222	0.6kg
----------	-------



トリットシャウム Trittschaum


フルオーダーインソール製作時に使用する採型フォーム。
145×315×35mm

OAG77004700

トリットシャウムジャイアント Trittschaum Giant

150×325×50mm

OAG77004800



GPレザーストレッチャー GP Leather Stretcher

皮革柔軟剤。アッパーつり込み時および幅ストレッチ時に適用。

OCG61866600	1000ml
-------------	--------



フットプリントセット Foot printer set

採寸器具。立位での足底圧分布の計測が可能。ボックス、ラバープレート、インク、ドロワー付。各付属品別売可。

OAG77802501

OAG77802502	フットプリンターローラー
OAG77802504	フットプリンターインクブルー
OAG77802504S	フットプリンターインクブラック
OAG77802505	フットプリンターラバープレート
OAG77802507	フットプリンタードロワー



アスティOP (A) Asti OP A

ラスト成形用発泡剤。釘打ち可能。
密度：約540kg/m³
膨張指数：約2.0
混合比：A：B=100:100（重量）

OCB41225	25kg
OCB41209	9.32kg
OCB41204	4.6kg
OCB41208	865g



フットプリント用紙 Foot print form

FSI仕様。100枚入。顧客管理に最適。

OAJ000001



アスティOP (B) Asti OP B

アスティOP硬化剤。アスティOPシリーズ全てに使用。


OCB41325	25kg
OCB41309	9.32kg
OCB41304	4.6kg
OCB41308	865g



ハイデルシューマス Heider shoe sizing scale

足長(靴サイズ)計測器。ヨーロッパサイズ(stitch)及びUKサイズ(inch)対応。

OAG68409000



シューメジャー Measuring tape

靴用巻尺。センチメートル(cm)、ヨーロッパサイズ(stitch)、UKサイズ(inch)対応。

OAG79647500



エルコトン20 Erkoton 20

高い弾力性・破断強度をもつシリコン剤。
圧軽減・矯正趾間装具、足趾の義肢などに適応。

エルコトン：硬化剤=1:1。硬度20°

OCE413820	200ml
-----------	-------

エルコトン30 Erkoton 30

エルコトン：硬化剤=1:1。硬度30°

OCE413830	200ml
-----------	-------



バランスメジャー Beckenwasserwaage

骨盤水平計測器。左右の腸骨稜にバーをあて骨盤の水平度を計測。脚長差などの計測に使用。

OAG79601000



足の骨格模型

Foot model (Skeleton)

ワイヤー結合タイプ。


OTG A31



足の断面模型 ノーマル

Foot model (Normal foot)

OTG M30



足の断面模型 扁平足

Foot model (Pes planus)


OTG M31



足の断面模型 凹足

Foot model (Pes cavus)

OTG M32




ポドメーター

Podometer

足底荷重時診断機器。シンプル重厚仕様。外反・内反計測ゴニオメーター付。照射ライト200V/50-60Hz付。足長計測可能。足底荷重時の写真撮影可能。※ライトは変圧器(別売)が必要です。W42×D62×H33cm

OAIPDMTR



トップボーイ

TS-Boy

接着剤容器。ハケ付。

OTG79401109

0.9L

OTG794011045

0.45L



丸ハケ

Round short brush

OTG79403104



平ハケ

Flat brush

OTG79403207



球型バサミ

Ball squeeze plier

ポイントストレッチャー。スチール製。調節ネジ付。

OTG79600700

40cm



シューメーカーナイフ

Shoe maker knife

右利き用。Tina

OTG79663200

27cm

左利き用。Tina

OTG79663210

27cm

右利きプラスチックカバー付。

OTG79663300

27cm



アッパーレザークッター

Cutter knife Tina

OTG79675612

23cm、幅12mm

OTG79675610

23cm、幅10mm



スカイピングナイフ

Skiving knife

革すき用ナイフ。Tinaの231S

OTG79660800

右利き用 23cm

OTG79660810

左利き用 23cm



シャープナー

Tool sharpener Dick

ナイフ研ぎ棒。

OTG79600500

20cm



ラスペルKS/762

Rasp KS/762

スチール製ヤスリ。

OTG79652500

21cm



裁断用ハサミ

Scissors all-purpose

特鋼製。

OTG79661100

21cm



アッパーレザー用ハサミ ストレート Upper leather shear straight

OTG79661518 全長:18cm



アッパーレザー用ハサミ カーブ Don carlos Upper leather shear curved

OTG79661417 全長:17cm



皮革用ハサミ ストレート Leather shear straight kretzer 厚切り用。

OTG79661019 右利き用 23cm
OTG79661022 左利き用 23cm



皮革用ハサミ カーブ Leather shear carved kretzer 厚切り用。

OTG79661026 23cm



ソートウース ハサミ Saw tooth scissors 鋸刃状。

OTG79661200 18cm



プライヤー Pliers

OTG79601100 19cm



ラストイングプライヤー スモール Lasting pliers small クロムメッキ製。長柄。幅狭。

OTG79621400 20cm



ラストイングプライヤー ワイド Lasting pliers wide クロムメッキ製。長柄。幅広。

OTG79621410 23cm



パンチャー Revolving punch massive 回転式。8種パンチ。φ1.5~5mm。

OTG79653200 25cm



ピンクドーリー Lace pliers 靴紐金具取付ハサミ。

OTG79660400



ピンケン(金具) Pinken 500個入。

OTM621100 ゴールド
OTM621500 シルバー(ニッケル)
OTG79660412 ブラック

ハンマー Steel hammer ニッケルメッキ製。

OTG79625035 350g



ラバーハンマー Rubber hammer

OTG79624900 30cm



音叉 Tuning fork 糖尿病／深部知覚測定に使用。

OTG79667100 23cm



シルバーペン Silver pen 甲革のマーキングなどに使用。

OTJ000001



カリバー Caliper

厚さなどの計測に使用。120mmまで測定可能。

OTG79670300



ギブスカッター Gips cutter

カッター刃、φ50、160mm各1枚付。
100V／50-60Hz

OTJ000002



ハルド イdeal ソロ75

Hardo Ideal Solo 75

サンディングベルト マシン
 ビールプaster付
 左サンディングベルト
 1×40×φ175mm
 右サンディングベルト
 1×100×φ100mm
 マニュアルベルトテンション
 ビムザ
 集塵機能内蔵
 200V/50-60Hz/3相
 W×D×H 720×780×1530mm
 硬鋼鉄製 200kg
 ライトグレイ

OMH08-05



サンディングベルト

Sanding belt paper

幅40mm×長さ1650mm
 粗さ K24・K40・K60・K80・K120

OMA6800401650---

幅100mm×長さ1480mm
 粗さ K24・K40・K60・K80・K120

OMA6801001480---

幅100mm×長さ1650mm
 粗さ K24・K60・K80

OMA6801001650---

※品番末尾の---に、粗さの数字が入ります。
 [例] 粗さ K120の時=OMA68004065120
 粗さは、数字が大きいほど細目、小さいほど荒目になります。



ビンザペーパー

Bimser paper

φ88mm

OMA60521308080	K80
OMA60521308100	K100



ハルド ルスティック


Hardo Rustik

整形靴技術用プレス
 強合金仕様、剛性構造
 2種プレスクッション付
 高さ300mm~450mm調節可能
 クイックアウト式プレスクッション
 バックサイドパネル
 エアコントロールメーター表示付
 調節可能固定バー付
 ペンチレーションバルブレバー
 オプションプレスクッション
 3/4
 全敷き型
 ミディアムハイクッション
 ハイクッション
 オートマチックコンプレッサー搭載
 200V/50-60Hz/3相
 W×D×H 560×750×1870mm
 硬鋼鉄製 147kg
 ライトグレイ

OMH31-26



※写真はオプションも含まれています。



3/4パッド

全敷きパッド

ミディアムハイパッド

ハイパッド

ハルド スタンダードプレス

Hardo-Rapid Press Standard

スライド式ソールクッション&
 ヒールプレス
 クッションプレスシステム
 プレス時間設定タイマー付
 エアジョイント付
 ラスト用フック備え付け
 12足ラスト付属
 オートマチックコンプレッサー搭載
 200V/50-60Hz/単相
 0.34kw
 W×D×H 470×550×1750mm
 硬鋼鉄製 130kg
 ライトグレイ

OMH31-01



バクプレス ユニロックSⅢ Vacuress SⅢ Automatic UNI-LOCK

整形靴用真空成型器
200V/50-60Hz/3相/5.9kw
W×D×H 750×590×1050mm(本体)
硬鋼鉄製 150kg
ライトグレイ
オプション:3連ヒーターセレクトスイッチ
バクプレス ヒーティングユニット
専用テーブル

OMH40-01



※写真はオプションも含まれています。

ハルド ミニスター Hardo Mini Star

ハンドキャリア・ベンチサンダー
各種アタットメント(別売)の取り付け可能な軸付きモーター
吸塵ガイド取り外し可能
コットンフィルター付吸塵機能搭載
110V/60Hz/単相
W×D×H 500×300×400mm
19.5kg
ライトグレイ

OMH17-31



ユーピデスST Eupedes ST

靴ストレッチ用器械
コンパクト設計
外装硬鋼鉄製
6種ラスト、4種バニオン、固定金具2種付
矢状・水平・前額面にストレッチ可能
半長靴まで対応

OMG85707502



ハルド ディープドローイング テーブルユニットH3 Hardo Deep-Drawing Table Unit H3

インソール用真空成型器
200V/50-60Hz/単相
W×D×H 360×650×250mm
真空ポンプ内蔵
30kg
ライトグレイ又はブルー

OMH40-07



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。



**FUSS UND SCHUH
INSTITUT**
フスウントシュー インスティテュート
Good Foot & Shoe, Happy Life
よい足、よい靴、楽しい暮らし

バン産商株式会社
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7
TEL. 03-3843-6561 / FAX. 03-3843-6562
<http://www.vansan.co.jp>
fsi@fuss-und-schuh.co.jp